

PHENIX NÉO

TOUTE
L'EXPERTISE PHENIX
SUR VOTRE PC

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE
ET FONCTIONNELLE



PHENIX[®]

Care & Movement

PHENIX NÉO

LA SOLUTION EXPERTE SUR VOTRE PC POUR LA RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ET LOCOMOTRICE

Le PHENIX Néo est la solution pour tous les physiothérapeutes qui souhaitent se spécialiser dans la rééducation en mouvement. Il bénéficie de toute la technologie PHENIX et répond aux troubles périnéaux et musculo-squelettiques pour lesquels le couple stimulation et biofeedback s'intègre dans le protocole de traitement. Il inclut l'action circulatoire et trophique produite par la stimulation des muscles lisses vasculaires.



-  Polyvalent
-  Interface simple et experte
-  Plus de 250 programmes
-  Spécialisé dans la rééducation périnéale en mouvement
-  Bilans
-  Fiches de synthèse
-  Fonction multipatients

LES OPTIONS

POD multipatient
POD interférentiel
Manomètre (1 à 3 voies)
Sonde
Pelvimètre




POD Multipatient



POD Interférentiel



Manomètre 1, 2 ou 3 voies



Sonde



Pelvimètre

LA SOLUTION DE SPÉCIALISATION EN RÉÉDUCATION PÉRINÉALE



L'assistant thérapeutique Intégré à votre Néo vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient(e) en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !



Qualité de l'électrostimulation et du biofeedback : la technologie PHENIX !

La pertinence de l'alliance d'une électrostimulation de qualité à un biofeedback optimisé permet d'accélérer la récupération sensorimotrice. La rééducation assistée par ce couple gagnant est plus efficace et permet d'inscrire le patient(e) dans un parcours de soin efficient.



Réduquer en mouvement

Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !



POD Stimulation/Biofeedback

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



UN PARCOURS DE SOINS EFFICIENT

Bilans

Des bilans adaptés à votre patientèle (général, post-partum, pédiatrie, expert)

Prise en charge

Des programmes variés pour une rééducation en mouvement et une prise en charge globale des pathologies

Analyses


Des possibilités d'analyses poussées pour développer les réseaux de prescription et améliorer le retour de votre prise en charge.



Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

Configuration PC minimum requise pour le logiciel DAL V7 :

- Système d'exploitation conseillé : Windows 10 ou Windows 11 (incompatible avec MAC OS, Linux, Windows RT et Android)
- Vitesse du processeur 2 GHz.
- Mémoire RAM : 8 Go
- Disque dur : 100 Go
- 2 Port USB distants d'au moins 11 mm 
- Résolution : 1920 x 1080 (optimum), 2560 x 1440 (maximum)



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le PHENIX Neo est un dispositif médical de classe IIB.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ VIVALTIS

www.vivaltis.com



VIVALTIS, CENTRE R&D EN PHYSIOTHÉRAPIE

Parc Euréka – 200 rue de Thor – 34000 Montpellier
Tél. : (33) 4 67 27 48 89 - Fax : (33) 4 67 27 15 49
E-mail : marketing@vivaltis.com

SASU ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION au capital de 249 520 €
Siret 42381946500034 APE 2660Z N°Intracommunautaire FR61423819465

Destination

Le PHENIX Neo est un dispositif d'électrostimulation neuromusculaire et d'acquisition de signaux physiologiques indiqué dans la prise en charge des troubles de la statique pelvienne et de l'appareil locomoteur. Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.

Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'oeuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.